


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp6V0D1 Para Wb, Elisa - P61421

Número de artículo: CM0031029



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATP6V0D1 humana (subunidad d1 de la V-ATPasa), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la acidificación lisosomal y la señalización mTORC1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP6V0D1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P39; VATX; VMA6; ATP6D; ATP6DV; VPATPD; ATP6V0D1
Especie	Humano
GenelD (humano)	9114
GenelD	9114
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-351 de la ATP6V0D1 humana (NP_004682.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61421
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo