


Anticuerpo Policlonado Anti-Atp6V1A Para Wb Y Elisa - P38606

Número de artículo: CM0013720



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo dirigido a ATP6V1A humano (subunidad catalítica A de V-ATPasa). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre V-ATPasa, transporte de iones y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP6V1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	523
GeneID	523
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 500-600 de ATP6V1A humano (NP_001681.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38606
Peso Molecular	68kDa
Envío	Bolsa de hielo