

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp6V1B1 Para Wb, If-P, Elisa - P15313

Número de artículo: CM0030681

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la ATP6V1B1 humana (subunidad B1 de la V-ATPasa). Validado para WB, IF-P, ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación en acidificación renal y sordera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP6V1B1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	VATB; VMA2; VPP3; DRTA2; RTA1B; ATP6B1; ATP6V1B1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	525
ID del Gen	525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la ATP6V1B1 humana (NP_001683.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15313
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo