


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp6V1B2 Para Wb, Elisa - P21281

Número de artículo: CM0026824



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATP6V1B2, apto para Western blot y ELISA. Reconoce la isoforma cerebral de la subunidad B de V-ATPasa en humanos, ratones y ratas, una proteína de 57 kDa esencial para el transporte de protones y la acidificación lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP6V1B2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DOOD; HO57; VATB; VPP3; Vma2; ZLS2; ATP6B2; ATP6B1B2; ATP6V1B2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	526
GeneID	526
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 262-511 de ATP6V1B2 humano (NP_001684.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21281
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo