


## Anticuerpo Policlonal Anti-Atp6V1D Para Wb, Elisa - Q9Y5K8

Número de artículo: CM0015206



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATP6V1D humano (subunidad D de V-ATPasa), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la acidificación vacuolar, la señalización mTORC1 y la biogénesis de cilios.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ATP6V1D Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | VATD; VMA8; ATP6M; ATP6V1D                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID de Gen (Humano)  | 51382                                                                                                                              |
| ID de Gen           | 51382                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-247 de ATP6V1D humano (NP_057078.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | Q9Y5K8                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |