


Anticuerpo Policlono Anti-Atp6V1E1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36543

Número de artículo: CM0026234



Introducción

Anticuerpo policlono de conejo de alta calidad dirigido a ATP6V1E1, apto para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Esencial para la investigación del complejo V-ATPasa y el transporte de iones. - P36543

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP6V1E1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P31; Vma4; ATP6E; ARCL2C; ATP6E2; ATP6V1E; ATP6V1E1
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	529
ID del Gen	529
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-226 de la ATP6V1E1 humana (NP_001687.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36543
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo