

Anticuerpo Policlonal Anti-Atp6V1G3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Lb4

Número de artículo: CM0016997

Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo contra ATP6V1G3, dirigido a la subunidad G 3 de la V-ATPasa. Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación de acidificación renal y transporte de iones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP6V1G3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Vma10; ATP6G3; ATP6V1G3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	127124
GeneID	127124
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de la ATP6V1G3 humana (NP_573569.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q96LB4
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo