

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp7B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35670

Número de artículo: CM0029077



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la ATPasa transportadora de cobre 2 humana (ATP7B). Validado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de la enfermedad de Wilson y la homeostasis del cobre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo ATP7B
Observaciones/Alias	WD; PWD; WC1; WND; ATP7B
Especie	Humano
GenelD (Humano)	540
GenelD	540
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35670
Peso Proteico	157 kDa
Envío	Bolsa de hielo