

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp8B3 Para Wb Y Elisa - O60423

Número de artículo: CM0020605

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATP8B3, una ATPasa transportadora de fosfolípidos flippasa crítica para la función espermática. Validado para WB y ELISA con muestras humanas. Peso proteico 147kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP8B3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ATPIK; ATP8B3
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	148229
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-900 de ATP8B3 humano (NP_620168.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60423
Peso Proteico	147kDa
Envío	Bolsa de hielo