


Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Atpb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06576

Número de artículo: CM0006787



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón de alta especificidad contra ATP5B humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la subunidad beta de la ATP sintasa y mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATPB mAb de Ratón
Observaciones/Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271
Especie	Humano
GeneID (Humano)	506
GeneID	506
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintetizado derivado de ATPB humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06576
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo