


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atpb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06576

Número de artículo: CM0002982



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad dirigido contra la subunidad beta de la ATP sintasa humana (ATPB) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo energético mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATPB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	506
GeneID	506
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-529 de la ATPB humana (NP_001677.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06576
Peso molecular de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo