


Anti-Atpb Anticuerpo Policlonal De Conejo - P06576

Número de artículo: CM0030274



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la subunidad beta de la ATP sintasa mitocondrial (ATPB/ATP5B). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo energético mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATPB pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	506
GeneID	506
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-529 de la ATPB humana (NP_001677.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06576
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo