


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atpif1 (Validado Por Ko) Para Wb E Ip - Q9Uii2

Número de artículo: CM0030942



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATPIF1 humano, validado para especificidad de knockout (KO). Adecuado para WB, IP, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la inhibición de la ATPasa mitocondrial y la síntesis de hemo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] ATPIF1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IP; ATP1; ATPIP; ATPIF1; F1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	93974
ID de Gen	93974
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-106 del ATPIF1 humano (NP_057395.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Uii2
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo