


Anticuerpo Policlonal Anti-Atr Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

Número de artículo: CM0013514



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la quinasa ATR implicada en la señalización del punto de control por daño en el ADN. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA; detecta ATR de humano, ratón y rata (~301 kDa). Ideal para investigación en cáncer e inestabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATR Rabbit pAb
Notas/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	545
GeneID	545
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-500 de ATR humano (NP_001175.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13535
Peso de la Proteína	301kDa
Envío	Bolsa de hielo