


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atr Para Wb Y Elisa - Q13535

Número de artículo: CM0003527



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo ATR validado para Western Blot y ELISA, que reconoce el ATR humano y de ratón (301 kDa). Ideal para la investigación de la respuesta al daño del ADN, la señalización de puntos de control y la integridad de la envoltura nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	545
GeneID	545
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2100-2200 del ATR humano (NP_001175.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13535
Peso Proteico	301kDa
Envío	Bolsa de hielo