


Anticuerpo Monoclonal Anti-Atrip Para Wb, Elisa - Q8Wxe1

Número de artículo: CM0003515



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ATRIP humano (proteína de interacción con ATR), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización del punto de control de daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATRIP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATRIP; proteína de interacción con ATR
Especie	Humano
ID de Gen	84126
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de ATRIP humano (Q8WXE1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WXE1
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo