


Anticuerpo Policlonal Anti-Atrip Para Wb, Elisa - Q8Wxe1

Número de artículo: CM0027773



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ATRIP humano (proteína que interactúa con ATR) para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Esencial para la investigación de la señalización de puntos de control de daños en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATRIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATRIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la ATRIP humana (NP_569055.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WXE1
Peso de la Proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo