


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atrip - Q8Wxe1

Número de artículo: CM0028411



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la ATRIP humana (proteína que interactúa con ATR), apto para aplicaciones de WB, IF/ICC, IP y ELISA. Es clave para la investigación de la respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATRIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATRIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84126
GeneID	84126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la ATRIP humana (NP_569055.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8WXE1
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo