

Anticuerpo Policlonal Anti-Atrnl1 Para Wb Y Elisa - Q5Vv63

Número de artículo: CM0016987

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ATRNL1 de alta calidad para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudiar la señalización de melanocortina y la homeostasis energética. Peso molecular 153 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATRNL1 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	ALP; bA338L11.1; bA454H24.1; ATRNL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26033
GeneID	26033
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 53-160 de ATRNL1 humano (NP_001263211.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5VV63
Peso Proteico	153kDa
Envío	Bolsa de hielo