


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atrx Para Wb, Elisa - P46100

Número de artículo: CM0022010



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATRX humano, un remodelador de la cromatina implicado en el mantenimiento de los telómeros y la regulación transcripcional. Validado para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con ATRX de ratón. Adecuado para investigación epigenética y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATRX pAb de conejo
Observaciones/alias	JMS, XH2, XNP, MRX52, RAD54, RAD54L, ZNF-HX, ATRX
Especie	Humana
ID del gen (humano)	546
ID del gen	546
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2100-2200 de ATRX humano (NP_000480.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P46100
Peso de la proteína	283 kDa
Envío	Bolsa de hielo