

Anticuerpo Policlonal Anti-Atxn10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubb4

Número de artículo: CM0028287

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ATXN10 para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar ataxia espinocerebelosa, citocinesis y supervivencia neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ATXN10 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	E46L; ATX10; SCA10; HUMEEP; ATXN10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	25814
ID del Gen	25814
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 346-475 de ATXN10 humano (NP_037368.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBB4
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo