


Anticuerpo Policlonal Anti-Atxn2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99700

Número de artículo: CM0022978



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATXN2 humano (Ataxina-2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de neurodegeneración y el tráfico de EGFR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATXN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATX2; SCA2; TNRC13; ATXN2
Especie	Humano
ID de Gen (HUMANO)	6311
ID de Gen	6311
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1250-1331 del ATXN2 humano (NP_002964.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99700
Peso Proteico	140kDa
Envío	Bolsa de hielo