


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Auh Para Wb Y Elisa - Q13825

Número de artículo: CM0007050



### Introducción

AUH Rabbit mAb (Q13825) validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio del catabolismo mitocondrial de la leucina y las funciones de unión al ARN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | AUH Rabbit mAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | AUH                                                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 549                                                                                                                                |
| GeneID              | 549                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 68-339 de la AUH humana (NP_001689.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | Q13825                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 36kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |