

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Auh Para Wb, Elisa - Q13825

Número de artículo: CM0026835



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-AUH de alta calidad validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la metilglutaconil-CoA hidratasa involucrada en la degradación de la leucina y el metabolismo mitocondrial. Ideal para la investigación en trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AUH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AUH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	549
GeneID	549
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 68-339 de la AUH humana (NP_001689.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13825
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo