


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aurka Para Wb, If/Icc, Elisa - O14965

Número de artículo: CM0022433



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AURKA humana (quinasa Aurora A), validado para WB, IF/ICC, ELISA, reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón. Quinasa mitótica clave involucrada en la regulación del ciclo celular e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo AURKA
Observaciones/Alias	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6790
ID del Gen	6790
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 301-403 de AURKA humana (NP_003591.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14965
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo