


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aurkc Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqb9

Número de artículo: CM0026852



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AURKC humano (Aurora quinasa C), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar las funciones del complejo pasajero cromosómico, la fosforilación de la histona H3 y la división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AURKC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIE2; AIK3; ARK3; AurC; SPGF5; STK13; HEL-S-90; aurora-C; AURKC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6795
GeneID	6795
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de AURKC humano (NP_001015878.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQB9
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo