

Anticuerpo Monoclonal Anti-Aurora B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Número de artículo: CM0008056



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra Aurora B humana, aplicable en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reactivo cruzado con ratón y rata. Para investigación en división celular y mitosis.

[Aprende más](#)

Propiedad	Valor
Nombre del Producto	mAb de Ratón contra Aurora B
Observaciones/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2
Especie	Humano
GeneID (humano)	9212
GeneID	9212
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de TLR4 humano (NP_004208.2).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96GD4
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo