

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aurora B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Número de artículo: CM0002741



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Aurora B humano (Q96GD4). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del ciclo celular y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Aurora B mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Especie	Humano
GeneID (humano)	9212
GeneID	9212
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Aurora B humano (NP_004208.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96GD4
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo