

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Auts2 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q8Wxx7

Número de artículo: CM0020081

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AUTS2 (proteína 2 del gen de susceptibilidad al autismo) validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta AUTS2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de remodelado de la cromatina y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AUTS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRD26, FBRSL2, AUTS2
Especie	Humano
ID del gen	26053
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-770 de AUTS2 humano (NP_001120703).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8WXX7
Peso de la proteína	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo