

Anticuerpo Policlonal Anti-Avp Para Wb Y Elisa - P01185

Número de artículo: CM0022927



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la AVP humana (vasopresina-neurofina 2-coceptina) para WB y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación neuroendocrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AVP Rabbit pAb
Observaciones/alias	VP; ADH; ARVP; AVRP; AVP-NP11; AVP
Especie	Humana
GeneID (humano)	551
GeneID	551
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P01185
Peso molecular de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo