

Anticuerpo Policlonal Anti-Avpi1 Para Wb Y Elisa - Q5T686

Número de artículo: CM0017924

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AVPI1 (VIP32/VIT32), validado para muestras humanas, de ratón y rata en WB y ELISA. Adecuado para estudios de MAP quinasa, ENaC y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AVPI1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VIP32; VIT32; PP5395; AVPI1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	60370
ID del Gen	60370
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 de la AVPI1 humana (NP_068378.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5T686
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo