

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Avpr1A Para Wb, If/Icc, Elisa - P37288

Número de artículo: CM0026715



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AVPR1A humano (receptor V1a de vasopresina) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante (aa 349-418). Adecuado para la investigación del comportamiento social.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AVPR1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	V1aR; AVPR1; AVPR V1a; AVPR1A
Especie	Humano
ID de Gen	552
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 349-418 del AVPR1A humano (NP_000697.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37288
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo