

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Avpr2 Para Wb, Elisa - P30518

Número de artículo: CM0026865



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo basado en proteína recombinante dirigido al receptor V2 de vasopresina humano (AVPR2). Validado para WB y ELISA. Ideal para estudios de reabsorción renal de agua y receptores acoplados a proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AVPR2 Rabbit pAb
Notas/Alias	DI1; DIR; NDI; V2R; ADHR; DIR3; NDI1; AVPR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	554
GeneID	554
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 232-371 de AVPR2 humano (NP_000045.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P30518
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo