


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Axin1 Para Wb Y Elisa - O15169

Número de artículo: CM0014638



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-AXIN1 de alta calidad validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con AXIN1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización Wnt/ β -catenina y los mecanismos supresores de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AXIN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AXIN; PPP1R49; AXIN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8312
GeneID	8312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-351 de AXIN1 humana (NP_851393.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15169
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo