

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Axin2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2T1

Número de artículo: CM0020369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AXIN2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de la vía de señalización Wnt. SWISS: Q9Y2T1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra AXIN2
Observaciones/Alias	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8313
ID del Gen	8313
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 743-843 de AXIN2 humano (NP_004646.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2T1
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo