


Anticuerpo Monoclonal Anti-Axl Para Wb, Fc, Elisa - P30530

Número de artículo: CM0004597



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra el Axl humano (UniProt P30530). Validado para WB, FC y ELISA. Detecta el receptor de tirosina quinasa de 98 kDa implicado en la progresión del cáncer y la entrada viral. Adecuado para investigación en oncología e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Axl Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	558
ID de gen	558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-449 del Axl humano (NP_068713.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo