


Anticuerpo Monoclonal Anti-Axl Para Wb - P30530

Número de artículo: CM0004767



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el receptor tirosina quinasa Axl (UFO) humano para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con Axl de humano y ratón, adecuado para estudios de señalización celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Axl Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Especie	Humano
GeneID (Humano)	558
GeneID	558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-449 de la proteína Axl humana (NP_068713.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P30530
Peso Molecular de la Proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo