


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Axl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P30530

Número de artículo: CM0021064



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra el receptor de tirosina quinasa humano AXL (UFO), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Adecuado para investigación sobre cáncer y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Axl Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Especie	Humano
GeneID (Humano)	558
GeneID	558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-449 de AXL humano (NP_068713.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso de la Proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo