


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Azi2 Para Wb Y Elisa - Q9H6S1

Número de artículo: CM0003474



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra AZI2 de alta calidad validado para Western blotting y ELISA. Reconoce AZI2 (NAP1/TILP) de humano, ratón y rata, un adaptador clave en la inmunidad innata antiviral y la señalización de NF-κB. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AZI2 Rabbit mAb
Notas / Alias	AZ2, NAP1, TILP, AZI2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64343
GeneID	64343
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 282-387 de AZI2 humano (NP_071906.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H6S1
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo