

Anticuerpo Policlonal Anti-B-Raf Para Wb, Elisa - P15056

Número de artículo: CM0030894



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra B-Raf humano, validado para WB y ELISA. Detecta B-Raf en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización de la MAP quinasa y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-B-Raf
Observaciones/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	673
ID de gen	673
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 153-313 de B-Raf humano (NP_004324.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15056
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo