

Anti-B-Raf Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15056

Número de artículo: CM0014747



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra B-Raf humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Adecuado para el estudio de la señalización MAPK en investigación oncológica. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	B-Raf Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Especie	Humano
GeneID (humano)	673
GeneID	673
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-449 del B-Raf humano (NP_004324.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo