

Anticuerpo Policlonal Anti-B-Raf V600E Para Wb Y Elisa - P15056

Número de artículo: CM0020829



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad que reconoce el mutante oncogénico B-Raf V600E. Validado para Western blot y ELISA; ideal para estudios de señalización de la vía MAPK e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	B-Raf V600E Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Especie	Humano
GeneID (Humano)	673
GeneID	673
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 507-606 de B-Raf V600E (NP_004324.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15056
Peso proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo