

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-B3Galt4 Para Wb, Elisa - 096024

Número de artículo: CM0018403

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra B3GALT4 humano, una galactosiltransferasa residente en el aparato de Golgi implicada en la biosíntesis de gangliósidos. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación diagnóstica y estudios de glicobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	B3GALT4 pAb de conejo
Observaciones/alias	GALT2; GALT4; BETA3GALT4; B3GALT4
Especie	Humano
GeneID (humano)	8705
GeneID	8705
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-270 de B3GALT4 humano (NP_003773.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	096024
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo