

Anticuerpo Policlonal Anti-B3Gnt6 Para Wb, Elisa - Q6Zmb0

Número de artículo: CM0012996

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la B3GNT6 humana (sintasa del núcleo 3). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada reportada en rata. Ideal para investigación en O-glicosilación tipo mucina y gastrointestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo B3GNT6
Observaciones/Alías	BGnT-6; B3Gn-T6; beta3Gn-T6; beta-1; 3-Gn-T6; B3GNT6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	192134
ID de Gen	192134
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-200 de la B3GNT6 humana (NP_619651.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q6ZMB0
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo