


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-B4Galt1 Para Wb Y Elisa - P15291

Número de artículo: CM0021511



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra B4GALT1 humano para Western blot y ELISA. B4GALT1 es una galactosiltransferasa de membrana del Golgi involucrada en la síntesis de N-glicanos y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	B4GALT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; B4GALT1
Especie	Humano
GeneID	2683 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-215 de B4GALT1 humano (NP_001488.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15291
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo