


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-B4Galt1 [Validado Por Ko] Para Wb Y Elisa - P15291

Número de artículo: CM0030485



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido a B4GALT1 humana (beta-1,4-galactosiltransferasa 1). Adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para estudios sobre glicosilación, adhesión celular y síntesis de lactosa. UniProt P15291.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] B4GALT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; T1
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	2683
ID de Gen	2683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-210 de B4GALT1 humana (NP_001488.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P15291
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo