

## Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-B4Galt2 Para Wb, Elisa - O60909

Número de artículo: CM0022645

### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra B4GALT2 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 155-271). Peso molecular predicho de 42 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro                  | Valor                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto        | B4GALT2 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Notas/Alias                | B4Gal-T2; B4Gal-T3; beta4Gal-T2; B4GALT2                                                                                              |
| Especie                    | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)            | 8704                                                                                                                                  |
| GeneID                     | 8704                                                                                                                                  |
| Inmunógeno                 | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-271 de B4GALT2 humano (NP_085076.2). |
| Origen                     | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría                  | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación                 | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada        | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS                      | O60909                                                                                                                                |
| Peso Molecular de Proteína | 42kDa                                                                                                                                 |
| Envío                      | Bolsa de hielo                                                                                                                        |