

Anticuerpo Policlonal Anti-B4Galt3 Para Wb Y Elisa - O60512

Número de artículo: CM0023118

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-B4GALT3 de alta calidad. Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta niveles endógenos de beta-1,4-galactosiltransferasa 3 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de glicosilación y metabolismo de glicolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo B4GALT3
Observaciones/Alias	beta4Gal-T3; B4GALT3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8703
GeneID	8703
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-150 de B4GALT3 humana (NP_003770.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60512
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo