

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-B4Galt4 Para Wb, Elisa - O60513

Número de artículo: CM0018191

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra B4GALT4 humano (beta-1,4-galactosiltransferasa 4) para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en glicobiología y biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	B4GALT4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B4Gal-T4; beta4Gal-T4; B4GALT4
Especie	Humano
GenelD (Humano)	8702
GenelD	8702
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-344 de B4GALT4 humano (NP_003769.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60513
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo