

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-B6R Para Wb, Elisa - Q8V4S2

Número de artículo: CM0010005

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína B6R del virus de la viruela del mono, validado para Western blot y ELISA. Específico para la cepa Zaire-96-I-16. Útil para estudiar la entrada y maduración de viriones envueltos extracelulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	B6R Rabbit mAb
Especie	Virus de la viruela del mono (cepa Zaire-96-I-16)
GeneID	928902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-279 de la proteína B6R del virus de la viruela del mono (NP_536594.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Virus de la viruela del mono (cepa Zaire-96-I-16)
SWISS	Q8V4S2
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo